

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Zmsnf2 Para Wb, Elisa - A0A3L6Fqf6

Número do item: CM0018771

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a ZmSNF2 de milho (UniProt A0A3L6FQF6), validado em WB e ELISA. Ideal para pesquisa de remodelação de cromatina em milho. Imunógeno de proteína recombinante, enviado com bolsa de gelo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZmSNF2 Rabbit pAb
Observações/Alias	GRMZM2G167668; GRMZM2G379804; ZmSNF2
Espécie	Milho
ID do Gene	103652266
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 901-1089 da ZmSNF2 de milho XP_020405944.1
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Milho
SWISS	A0A3L6FQF6
Peso Molecular	155kDa
Envio	Bolsa de gelo