


Anticorpo Policlonal Anti-Zmynd11 Para Wb, Elisa - Q15326

Número do item: CM0030428



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que reconhece ZMYND11 (BS69/BRAM1) humano, adequado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo. Um leitor de cromatina chave e supressor tumoral para pesquisa epigenética e em câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZMYND11 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	BS69; BRAM1; MRD30; ZMYND11
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10771
GeneID	10771
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 278-567 da ZMYND11 humana (NP_997644.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15326
Peso da Proteína	71kDa
Envio	Bolsa de gelo