


Anticorpo Policlonal Anti-Zmynd8 Para Wb, Elisa - Q9Ulu4

Número do item: CM0024760



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-ZMYND8 validado para WB e ELISA. Reconhece o ZMYND8 humano, um leitor de cromatina envolvido na regulação transcricional, reparo de DNA e supressão de tumores. Ideal para pesquisas em epigenética e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZMYND8 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RACK7; PRKCBP1; PRO2893; ZMYND8
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23613
ID do Gene	23613
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 959-1188 do ZMYND8 humano (NP_898868.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9ULU4
Peso Molecular da Proteína	132kDa
Envio	Saco de gelo