

Anticorpo Policlonais Anti-Znf10 Para Wb, Elisa - P21506

Número do item: CM0028336

introdução

pAb de coelho ZNF10 de alta qualidade para Western blot e ELISA, detecta a proteína dedo de zinco 10 humana (ZNF10/KOX1), um regulador transcricional putativo. Adequado para pesquisa de regulação cromatínica e gênica. SWISS: P21506.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF10 pAb de coelho
Observações/Alias	KOX1; ZNF10
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7556
GeneID	7556
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 474-573 do ZNF10 humano (NP_056209.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P21506
Peso da Proteína	66kDa
Envio	Saco de gelo