

Anticorpo Policlonal Anti-Znf10 Para Wb, Elisa - P21506

Número do item: CM0019062

introdução

O pAb de Coelho ZNF10 é um anticorpo policlonal validado para aplicações de WB e ELISA em amostras humanas. Ele visa a proteína de dedo de zinco ZNF10 (KOX1), um regulador de transcrição com peso molecular de 66kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF10 Rabbit pAb
Observações/Apelido	KOX1; ZNF10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7556
GeneID	7556
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do ZNF10 humano (NP_056209.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P21506
Peso da Proteína	66kDa
Envio	Saco de gelo