

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Znf134 Para Wb E Elisa - P52741

Número do item: CM0023788

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-ZNF134 validado para Western blot e ELISA. Tem como alvo a proteína de dedo de zinco 134 humana, um suposto regulador transcricional. Adequado para aplicações de pesquisa e diagnósticas. UniProt P52741.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | ZNF134 pAb de Coelho                                                                                                       |
| Observações/Apelido        | pHZ-15; ZNF134                                                                                                             |
| Espécie                    | Humano                                                                                                                     |
| ID do Gene (Humano)        | 7693                                                                                                                       |
| ID do Gene                 | 7693                                                                                                                       |
| Imunogênio                 | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 73-170 da ZNF134 humana (NP_003426.3) |
| Fonte                      | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria                  | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação                  | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada        | Humano                                                                                                                     |
| SWISS                      | P52741                                                                                                                     |
| Peso Molecular da Proteína | 48kDa                                                                                                                      |
| Envio                      | Bolsa de Gelo                                                                                                              |