

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Znf143 (Wb, Elisa) - P52747

Número do item: CM0019858

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à ZNF143 humana (fator de ligação SPH/hStaf) para aplicações de WB e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre regulação transcricional e função mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF143 Coelho pAb
Observações/Alias	SBF; STAF; pHZ-1; ZNF143
Espécie	Humano
GeneID	7702
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 437-638 da ZNF143 humana (NP_003433.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P52747
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Bolsa de gelo