

Anticorpo Policlonal Anti-Znf16 (Hzf1/Kox9) Para Wb E Elisa - P17020

Número do item: CM0021011

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ZNF16 humano (HZF1/KOX9), um fator de transcrição de dedo de zinco envolvido no ciclo celular e apoptose. Adequado para WB e ELISA. Reage com a espécie humana. 76kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF16 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HZF1, KOX9, ZNF16
Espécie	Humano
ID do Gene	7564 (humano)
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 do ZNF16 humano (NP_008889.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P17020
Peso da Proteína	76kDa
Envio	Saco de gelo