

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Znf177 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13360

Número do item: CM0014007

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ZNF177 humano, validado para IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudos de regulação transcricional em ambientes de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF177 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PIGX; ZNF177
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7730
ID do Gene	7730
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-110 do ZNF177 humano (NP_003442.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13360
Peso Proteico	55kDa
Envio	Saco de gelo