

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Znf177 Para Wb, Elisa - Q13360

Número do item: CM0016643

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ZNF177, validado para Western blot e ELISA. Reconhece ZNF177 humano e de camundongo (~55 kDa), adequado para estudos de regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | ZNF177 pAb de Coelho                                                                                                        |
| Observações/Apelido        | PIGX; ZNF177                                                                                                                |
| Espécie                    | Humano                                                                                                                      |
| ID do Gene (Humano)        | 7730                                                                                                                        |
| ID do Gene                 | 7730                                                                                                                        |
| Imunógeno                  | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-110 do ZNF177 humano (NP_003442.2). |
| Fonte                      | Coelho                                                                                                                      |
| Categoria                  | Anticorpos Policlonais                                                                                                      |
| Aplicação                  | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Reatividade Cruzada        | Camundongo                                                                                                                  |
| SWISS                      | Q13360                                                                                                                      |
| Peso Molecular da Proteína | 55kDa                                                                                                                       |
| Envio                      | Saco de Gelo                                                                                                                |