

Anticorpo Policlonal Anti-Znf182 Para Wb E Elisa - P17025

Número do item: CM0023898

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-ZNF182 de alta qualidade para aplicações de Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com espécies humanas, de camundongo e de rato. Visa o regulador transcricional da proteína de dedo de zinco 182.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF182 pAb de Coelho
Observações/Apelido	KOX14; ZNF21; HHZ150; Zfp182; ZNF182
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7569
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-210 do ZNF182 humano (NP_001171570.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17025
Peso da Proteína	74kDa
Envio	Saco com gelo