

Anti-Znf195 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - O14628

Número do item: CM0026020

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ZNF195 (SWISS O14628), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta humano, rato, camundongo. Ideal para estudar a regulação da transcrição e a biologia das proteínas de dedo de zinco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF195 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HRF1; ZNFP104; ZNF195
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7748
ID do Gene	7748
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 do ZNF195 humano (NP_001123991.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	O14628
Peso da Proteína	72kDa
Envio	