

Anti-Znf20 Coelho Polymab® Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P17024

Número do item: CM0007208

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado à proteína de dedo de zinco humana 20 (ZNF20/KOX13), validado para aplicações de WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Detecta ortólogos de rato e camundongo. Útil para estudos de regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ZNF20 Coelho PolymAb®
Observações/Apelido	KOX13
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	7568
ID do Gene	7568
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 51-118 da ZNF20 humana (NP_066966.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P17024
Peso da Proteína	62kDa
Envio	Bolsa de gelo