

Anticorpo Policlonal Anti-Znf213 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14771

Número do item: CM0021792

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra ZNF213 humano (CR53/ZKSCAN21), validado para WB, IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre regulação transcricional e estudos de proteínas nucleares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF213 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CR53; ZSCAN53; ZKSCAN21; ZNF213
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7760
GeneID	7760
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 132-459 de ZNF213 humano (NP_004211.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14771
Peso Molecular	51 kDa
Envio	Bolsa de gelo