

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Znf22 Para Wb, Elisa - P17026

Número do item: CM0014170

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ZNF22 validado para WB e ELISA. Detecta ZNF22 humano e reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudos de regulação transcricional e pesquisas em biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF22 Rabbit pAb
Observações/Apelido	KOX15; HKR-T1; ZNF422; Zfp422; ZNF22
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7570
ID do Gene	7570
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-224 do ZNF22 humano (NP_008894.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P17026
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco de gelo