

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Znf23 Para Wb, Elisa - P17027

Número do item: CM0014443

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao ZNF23 humano (KOX16, ZNF359, ZNF612), validado para Western blot e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo. Adequado para estudos em regulação transcricional e desenvolvimento embrionário.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF23 pAb de Coelho
Observações/Apelido	KOX16; ZNF359; ZNF612; Zfp612; ZNF23
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7571
GeneID	7571
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 do ZNF23 humano (NP_666016.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P17027
Peso Proteico	73kDa
Envio	Saco de gelo