

Anticorpo Policlonal Anti-Znf24 Para Wb, Elisa - P17028

Número do item: CM0028196



introdução

Anticorpo policlonal anti-ZNF24 de coelho de alta qualidade validado para WB e ELISA. Detecta ZNF24 (KOX17/RSG-A) humano, de rato e de camundongo. Adequado para estudos de fatores de transcrição e mielinização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF24 pAb de Coelho
Observações/Apelido	KOX17; RSG-A; ZNF191; ZSCAN3; Zfp191; ZNF24
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7572
GeneID	7572
Imunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 169-368 da ZNF24 humana (NP_008896.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P17028
Peso Proteico	42kDa
Remessa	Bolsa de gelo