

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Znf248 Para Wb E Elisa - Q8Ndw4

Número do item: CM0012977

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ZNF248 validado para Western blot e ELISA. Tem como alvo a proteína de dedo de zinco 248 humana, um regulador transcricional putativo. Adequado para pesquisa de transcrição e detecção de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF248 Coelho pAb
Observações/Alias	bA162G10.3; ZNF248
Espécie	Humano
GeneID	57209
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-110 da ZNF248 humana (NP_066383.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8NDW4
Peso da Proteína	67kDa
Transporte	Bolsa de gelo