

Anticorpo Monoclonal Anti-Znf259 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 075312

Número do item: CM0003059

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra ZNF259 (ZPR1), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com amostras humanas e de camundongo. Ideal para estudos de regulação do ciclo celular e localização de SMN1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF259 Rabbit mAb
Observações/Alias	GKAF; ZNF259
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	8882
ID do Gene	8882
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 360-459 do ZNF259 humano (075312).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	075312
Peso Proteico	51kDa
Envio	Bolsa de gelo