

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Znf263 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O1497878

Número do item: CM0022469

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade específico para ZNF263, um fator de transcrição de dedo de zinco KRAB/SCAN que reprime a expressão gênica via modificação da cromatina. Validado para Western blot, imuno-histoquímica e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisa de regulação transcricional e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF263 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FPM315; ZSCAN44; ZKSCAN12; ZNF263
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10127
GeneID	10127
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-240 do ZNF263 humano (NP_005732.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14978
Peso da Proteína	77kDa
Envio	Saco com gelo