

Anticorpo Policlonal Anti-Znf264 Para Wb, Elisa - 043296

Número do item: CM0021162

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao ZNF264 humano (O43296). Validado para Western blot (WB) e ELISA. Ideal para pesquisa de regulação transcricional, ligação ao DNA e proteínas nucleares. Fornecimento confiável de matéria-prima para IVD da CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF264 pAb de Coelho
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9422
ID do Gene	9422
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-200 do ZNF264 humano. (NP_003408.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O43296
Peso Proteico	71kDa
Envio	Saco de gelo