

Anti-Znf268 (Hzf3) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q14587

Número do item: CM0012962



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ZNF268 (HZF3), um repressor transcricional envolvido no cancro e na sinalização antiviral. Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano, rato e rato. Ideal para investigação sobre regulação transcricional e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF268 Rabbit pAb
Observações/Pseudônimo	HZF3; ZNF268
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10795
GeneID	10795
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 do ZNF268 humano (NP_001159353.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q14587
Peso Proteico	108kDa
Envio	Saco de gelo