

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Znf273 Para Wb, Elisa - Q14593

Número do item: CM0015795

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ZNF273 humano (HZF9), validado para WB e ELISA. Um fator de transcrição de dedo de zinco localizado no núcleo, adequado para pesquisas de regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Especificação                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | ZNF273 Rabbit pAb                                                                                                                                  |
| Observações/Apelido | HZF9; ZNF273                                                                                                                                       |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                             |
| GeneID (Humano)     | 10793                                                                                                                                              |
| GeneID              | 10793                                                                                                                                              |
| Imunógeno           | Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 210-260 do ZNF273 humano (NP_066971.2). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                             |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                                          |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                                             |
| SWISS               | Q14593                                                                                                                                             |
| Peso da Proteína    | 65kDa                                                                                                                                              |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                                       |