

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Znf296 Para Wb, Elisa - Q8Wuu4

Número do item: CM0014609

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-ZNF296 validado para WB e ELISA, reativo com humano e camundongo. Ideal para o estudo da regulação transcricional, proteínas de dedo de zinco e interações com KLF4. Matéria-prima para IVD de grau de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF296 Rabbit pAb
Observações/Alias	ZFP296; ZNF342; ZNF296
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	162979
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 da ZNF296 humana (NP_660331.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8WUU4
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Bolsa de gelo