

Anticorpo Policlonal Anti-Znf302 Para Wb, Elisa - Q9Nr11

Número do item: CM0020400

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína humana ZNF302 (proteína de dedo de zinco 302), adequado para Western blot e ELISA com reatividade cruzada para rato. Ideal para estudos de regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF302 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HSD16; MST154; ZNF327; MSTP154; ZNF135L; ZNF140L; ZNF302
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55900
ID do Gene	55900
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 90-200 da proteína humana ZNF302 (NP_060913.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q9NR11
Peso Proteico	55kDa
Envio	Saco de gelo