

Anticorpo Policlonal Anti-Znf324 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - 075467

Número do item: CM0020726

introdução

ZNF324 pAb de coelho para ZNF324 humano, validado em IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de regulação transcricional e estudos de proliferação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF324 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ZNF324; ZF5128; ZNF324A; proteína dedo de zinco 324
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	25799
GeneID	25799
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 271-553 do ZNF324 humano (NP_055162.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	075467
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Saco de gelo