

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Znf331 Para Wb, Elisa - Q9Nqx6

Número do item: CM0015096

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-ZNF331 validado para WB e ELISA; detecta ZNF331 em humano, camundongo e rato. Tem como alvo um fator de transcrição específico do testículo potencialmente envolvido na espermatogênese. ID UniProt: Q9NQX6.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF331 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RITA; ZNF361; ZNF463; ZNF331
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55422
ID do Gene	55422
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-130 do ZNF331 humano (NP_061025.5).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NQX6
Peso Proteico	54kDa
Envio	Bolsa de Gelo