

Anticorpo Policlonel De Coelho Anti-Znf333 Para Wb, Elisa - Q96JL9

Número do item: CM0017766



introdução

Anticorpo policlonel de coelho direcionado ao ZNF333 humano. Validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com o ZNF333 de camundongo e rato. Adequado para estudos de regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF333 pAb de Coelho
Observações/Alias	ZNF333
Espécie	Humano
ID do Gene	84449
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-303 do ZNF333 humano (NP_001287841.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96JL9
Peso da Proteína	76 kDa
Envio	Bolsa de gelo