

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Znf346 Para Wb E Elisa - Q9UI40

Número do item: CM0025993



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ZNF346 humano (proteína de dedo de zinco JAZ). Adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Reage com humanos, camundongos e ratos. Imunógeno de proteína recombinante. Ideal para pesquisa de ligação a RNA e função nucleolar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF346 Rabbit pAb
Observações/Alias	JAZ; Zfp346; ZNF346
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23567
GeneID	23567
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-294 do ZNF346 humano (NP_036411.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UL40
Peso Molecular da Proteína	33kDa
Transporte	Bolsa de gelo