

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Znf350 Para Wb, Elisa - Q9Gzx5

Número do item: CM0029952

introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra ZNF350 humano (ZBRK1, ZFQR) validado para WB e ELISA. Detecta amostras humanas e de camundongo. Adequado para estudos sobre repressão transcricional e resposta a danos no DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF350 Rabbit pAb
Observações/Alias	ZFQR; ZBRK1; ZNF350
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	59348
ID do Gene	59348
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 285-532 do ZNF350 humano (NP_067645.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9GZX5
Peso Proteico	60kDa
Envio	Saco de gelo