

Anti-Znf408 Pab De Coelho Para Wb, Elisa - Q9H9D4

Número do item: CM0027463

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ZNF408 humano, validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de regulação transcricional e doenças retinianas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF408 Rabbit pAb
Observações/Apelido	EVR6; RP72; ZNF408
Espécie	Humano
GeneID	79797
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 471-720 do ZNF408 humano (NP_079017.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H9D4
Peso Proteico	78kDa
Envio	Saco de gelo