

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Znf416 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bwm5

Número do item: CM0017953

introdução

A CamelBio oferece anticorpo policlonico de coelho anti-ZNF416 adequado para IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece ZNF416 de humano, camundongo e rato, um ativador transcricional mecanossensível na pesquisa de biologia de fibroblastos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF416 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ZNF416
Espécie	Humano
GeneID	55659
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 495-594 da ZNF416 humana (NP_060349.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BWM5
Peso da Proteína	67kDa
Envio	Bolsa de gelo