

Anticorpo Policlonal Anti-Znf426 Para Wb, Elisa - Q9Buy5

Número do item: CM0019222

introdução

Anticorpo policlonal de coelho ZNF426 para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo. Direciona-se a um fator de transcrição de dedo de zinco envolvido na regulação transcricional. UniProt Q9BUY5, 63 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF426 Coelho pAb
Observações/Apelido	K-RBP; ZNF426
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79088
ID do Gene	79088
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9BUY5
Peso Molecular da Proteína	63kDa
Envio	Bolsa de gelo