

## Anticorpo Policlogonal De Coelho Anti-Znf433 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N7K0

Número do item: CM0015573

### introdução

Anticorpo policlogonal de coelho anti-ZNF433 validado para IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta ZNF433 humano, de camundongo e de rato, um regulador de transcrição putativo de dedo de zinco. Adequado para estudos de regulação gênica e proteínas nucleares.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | ZNF433 pAb de Coelho                                                                                                            |
| Observações/Alias   | ZNF433                                                                                                                          |
| Espécie             | Humano                                                                                                                          |
| GeneID (Humano)     | 163059                                                                                                                          |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 564-673 da ZNF433 humana (NP_001073880.1). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                          |
| Aplicação           | IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                        |
| SWISS               | Q8N7K0                                                                                                                          |
| Peso Proteico       | 77kDa                                                                                                                           |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                   |