

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Znf451 Para Wb, Elisa - Q9Y4E5

Número do item: CM0013941



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ZNF451 humano (ligase E3 de SUMO-proteína, também conhecida como COASTER/ZATT). Validado para Western blot e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Ideal para estudar a SUMOilação, a resposta a danos no DNA e a regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ZNF451 pAb de coelho
Observações/Alíás	ZATT; COASTER; dj417l1.1; ZNF451
Espécie	Humano
GeneID (humano)	26036
GeneID	26036
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 600-900 de ZNF451 humano (NP_001026794.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9Y4E5
Peso da proteína	121 kDa
Envio	Bolsa de gelo