

Anticorpo Policlonal Anti-Znf460 Para Wb E Elisa - Q14592

Número do item: CM0022015

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ZNF460 (aliases HZF8, ZNF272) validado para Western blot e ELISA. Detecta ZNF460 humano, de camundongo e de rato. Adequado para estudos de fatores de transcrição nucleares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra ZNF460
Observações/Aliases	HZF8; ZNF272; ZNF460
Espécie	Humana
GeneID (humano)	10794
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-210 do ZNF460 humano (NP_006626.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q14592
Peso da proteína	64 kDa
Envio	Bolsa de gelo