

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Znf471 Para Wb, Elisa - Q9Bx82

Número do item: CM0024354

introdução

Anticorpo policlonico de coelho anti-ZNF471 validado para WB e ELISA. Específico para ZNF471 humano, um fator de transcrição de dedo de zinco. Ideal para estudos de regulação epigenética e gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF471 Rabbit pAb
Observações/Alias	ERP1; Z1971; Zfp78; ZNF471
Espécie	Humano
GeneID (humano)	57573
GeneID	57573
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-221 da ZNF471 humana (NP_065864.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9BX82
Peso da Proteína	73kDa
Transporte	Saco de gelo