

Anticorpo Policlonal Anti-Znf521 Para Wb, Elisa - Q96K83

Número do item: CM0021004

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra ZNF521 humano (EHZF/Evi3) para aplicações de Western blot e ELISA. Demonstra reatividade cruzada com amostras humanas e de rato. Ideal para pesquisas com células-tronco e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ZNF521 Rabbit pAb
Observações/Apelido	EHZF; Evi3; ZNF521
Espécie	Humana
GeneID (humano)	25925
GeneID	25925
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 210-420 de ZNF521 humano (NP_056276.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, rato
SWISS	Q96K83
Peso da proteína	148 kDa
Envio	Bolsa de gelo