

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Znf530 Para Wb, Elisa - Q6P9A1

Número do item: CM0024661

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ZNF530 humano, um provável regulador transcricional. Validado para Western blot e ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF530 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ZNF530
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	348327
ID do Gene	348327
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-190 do ZNF530 humano (NP_065931.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6P9A1
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Saco com gelo