

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Znf562 Para Ihc-P, Elisa - Q6V9R5

Número do item: CM0015605

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à ZNF562, uma proteína de dedo de zinco envolvida na regulação transcricional. Verificado para IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de expressão gênica e localização nuclear.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF562 Coelho pAb
Observações/Apelido	ZNF562
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54811
GeneID	54811
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 da ZNF562 humana (NP_001123503.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6V9R5
Peso Proteico	49kDa
Envio	Saco de Gelo