

Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Znf566 Para Wb E Elisa - Q969W8

Número do item: CM0020027

introdução

Anticorpo policloonal de coelho contra ZNF566 humano, validado para Western blot e ELISA. Desenvolvido para estudos de regulação transcricional; detecta uma proteína de dedo de zinco nuclear de 49 kDa. Ideal para aplicações de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF566 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ZNF566; proteína de dedo de zinco 566; 66
Espécie	Humano
GeneID	84924
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 50-154 do ZNF566 humano (NP_001138816.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q969W8
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Bolsa de gelo