

Anti-Znf582 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q96Ng8

Número do item: CM0015036

introdução

Anti-ZNF582 Anticorpo Policlonal de Coelho para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo. Tem como alvo a proteína nuclear de dedo de zinco de ~60kDa, provavelmente envolvida na regulação transcricional, adequada para estudos de expressão gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF582 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ZNF582
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	147948
GeneID	147948
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-180 do ZNF582 humano (NP_653291.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q96NG8
Peso da Proteína	60kDa
Envio	