

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Znf587 Para Wb, Elisa - Q96Sq5

Número do item: CM0023444

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o ZNF587 humano, um regulador transcricional com dedos de zinco. Validado para WB e ELISA, reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF587 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	ZF6; ZNF587
Espécie	Humano
ID do Gene	84914
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-240 do ZNF587 humano (NP_116217.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96SQ5
Peso Proteico	66kDa
Envio	Saco de Gelo