

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Znf598 Para Wb E Elisa - Q86Uk7

Número do item: CM0018977

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a ZNF598, uma E3 ubiquitina ligase no controle de qualidade do ribossomo. Validado para Western blot e ELISA com amostras humanas. Ideal para estudos de regulação da tradução e infecção viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF598 Coelho pAb
Observações/Alias	HEL2; ZNF598
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	90850
ID do Gene	90850
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-420 da ZNF598 humana (NP_835461.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q86UK7
Peso da Proteína	99kDa
Envio	Bolsa de gelo