

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Znf620 Para Wb E Elisa - Q6Zng0

Número do item: CM0019701

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a ZNF620 humana, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Peso molecular previsto ~49 kDa. Adequado para estudos de fatores de transcrição nucleares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF620 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ZNF620
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	253639
GeneID	253639
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 da ZNF620 humana (NP_001243096.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q6ZNG0
Peso da Proteína	49kDa
Envio	