

Anticorpo Policlonais Anti-Znf621 Para Wb, Elisa - Q6Zss3

Número do item: CM0013816

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ZNF621 humano, um regulador transcricional de dedo de zinco. Validado para aplicações de Western Blot e ELISA. Adequado para estudos de expressão gênica e interação proteica. - Q6ZSS3

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF621 Rabbit pAb
Observações/Alias	ZNF621
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	285268
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-150 do ZNF621 humano (NP_940886.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q6ZSS3
Peso Molecular da Proteína	49kDa
Envio	Bolsa de gelo