

Anticorpo Policlonal Anti-Znf645 Para Wb - Q8N7E2

Número do item: CM0019273

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ZNF645 humano (ligase E3 de ubiquitina-proteína CBLL2), validado para WB e ELISA. Detecta proteínas de camundongo e rato. Essencial para estudos sobre ligases de ubiquitina e biologia testicular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ZNF645 Rabbit pAb
Observações/alias	CT138, HAKAIL, ZNF645
Espécie	Humano
GeneID (humano)	158506
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 346-425 de ZNF645 humano (NP_689790.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	Q8N7E2
Peso da proteína	49 kDa
Envio	Bolsa de gelo