

Anticorpo Policlonal Anti-Znf652 Para Wb, Elisa - Q9Y2D9

Número do item: CM0022935

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ZNF652 humano, adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Reconhece uma proteína de ~70 kDa. Ideal para estudos de repressão da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF652 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ZNF652
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	22834
ID do Gene	22834
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-74 do ZNF652 humano (NP_055712.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y2D9
Peso da Proteína	70kDa
Envio	Saco de gelo