

Anti-Znf652 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q9Y2D9

Número do item: CM0023648

introdução

A CamelBio fornece este anticorpo policlonal de coelho anti-ZNF652, validado para WB e ELISA, direcionado ao repressor de transcrição ZNF652 em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa em regulação gênica e biologia da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ZNF652 pAb de Coelho
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	22834
ID do Gene	22834
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-74 do ZNF652 humano (NP_055712.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y2D9
Peso da Proteína	70kDa
Envio	Saco de gelo