

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Znf677 Para Wb E Elisa - Q86Xu0

Número do item: CM0021594

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ZNF677 humano, adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com rato. Ideal para detecção de proteínas nucleares e pesquisas de regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ZNF677 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ZNF677
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	342926
GeneID	342926
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-200 do ZNF677 humano (NP_872415.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q86XU0
Peso Proteico	68kDa
Envio	